


MEDICIÓN DEL CATÉTER UMBILICAL A INSERTAR EN NEONATOS

MÉTODO SHUKLA

Emplea **fórmulas basadas en el peso** para determinar la longitud del catéter


CATÉTER UMBILICAL **ARTERIAL**

MENOS (<) DE 1500 G.R
(modificada por Whright)




- 1 Posición baja:**
 $\text{Peso en kg} + 7$
- 2 Posición alta:**
 $4 \times \text{Peso en kg} + 7$

MÁS (>) DE 1500 G.R



- 1 Posición alta:**
 $\text{Peso en kg} \times 3 + 9$

CATÉTER UMBILICAL **VENOSO**




$$\text{Peso en kg} \times 1.5 + 5.5$$

TÉCNICA DUNN


Emplea **gráficos** para la medición del catéter umbilical mediante el **método hombro-ombiligo**

CATÉTER UMBILICAL **ARTERIAL**



- Ombiligo- válvula aórtica
- Ombiligo - diafragma
- Ombiligo - bifurcación de la aorta

CATÉTER UMBILICAL **VENOSO**



- Ombiligo- aurícula izquierda
- Ombiligo - diafragma